



Saddle adaptor 75x21.5
Attacco sella 75x21.5



③ Minuteria fornita sciolta in sacchetto
② Saddle fastening supplied loose in plastic bag as a set



5	V10.010576	Vite TE 8x37 -M6 per att sella nerinox	1
4	R17.010602	Rondella piana in PA66-RV Ø6x10x1 nera (334835)	1
3	D06.001539	Dado autobloccante alto M6 UNI 7473/DIN 982	1
2	A27.000852	Attacco sella 75x21.5 CS7 in plastica per spazzola	1
1	S11.003442	Spaz mm900 cent pos graf per att sella 75x21.5	1
POS.	CODICE	DENOMINAZIONE	MATERIALE
			Q.TA'

Tolleranze Isotermiche		A3	
DA	A	MM	
0	±0	±0.1	
±6	±0	±0.2	
>±20	±120	±0.3	
>±20	±315	±0.5	
>±15	±1000	±0.8	
>1000	±2000	±1.2	

Denominazione		Spaz mm900 cent pos con att sella	
Modello		75x21.5 c/minuteria (Ø8)	
Suocede al codice		S011403	
Codice sperimentale		S54.003580	
Scala		1:2.5	
Trattamento			



ITALTERGI S.r.l.		Firma Franco T.	
Data 17/10/2009		Visto	
S011403		S54.003580	

STRAIGHT

Quote/caratteristiche per piano di controllo
Dimensions/caracteristics for control plan

La ITALTERGI S.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione o comunicazione a terzi senza sua autorizzazione

C) Modificato minuteria (OEM 12159)	Valenti M.	18/10/12
B) La minuteria della spazzola viene fornita sciolta nel sacchetto, invece che montata. (OEM 10093)	Valenti M.	10/05/10
A) Cambio codice S54.003580 era S011403	Marco M.	29/11/05
Descrizione modifica	Firma	Data